

ウィツキル 希釈早見表

①空間噴霧による除菌・消臭：50ppm

	製品	タンク容量：4 L	タンク容量：5 L
	 ウィツキル 1000	200ml (水 3.8L)	250ml (水 4.75L)
	 ウィツキル 400	500ml (水 3.5L)	625ml (水 4.375L)
	 ウィツキル 100	2 L (水 2L)	2.5 L (水 2.5L)

②スプレーボトルによる除菌・消臭：100ppm

	製品	500ml ボトル
	 ウィツキル 1000	50ml (水 450ml)
	 ウィツキル 400	125ml (水 375ml)
	 ウィツキル 100	原液使用

※吐しゃ物処理の場合は 400ppm にしてご使用ください。

製品	500ml ボトル
 ウィツキル 1000	200ml (水 300ml)
 ウィツキル 400	原液使用

※希釈した液は、高温多湿を避け、光があたらないように保管し **1か月以内**にご使用ください。

※ウィツキルは、密栓・冷暗所保存の弊社試験で半年間は濃度を維持できることが判明しています。半年を超えると濃度低下の可能性があります。保管状況等により濃度低下率はまちまちですので、**品質保証期間を半年間**としております。

— 技術で奉仕 —

株式会社 **万立**
まんりつ