

年未年始の

感染対策 キャンペーン

2021.12.1 → 2022.1.31

ウィッキル1000 18L をご購入の方に
超音波噴霧器 **ウィッキルミスト** を
1台プレゼント！



+



※ウィッキル1000 (18L) 1箱で4~6ヶ月ご使用いただけます。

次亜塩素酸水溶液
ウィッキル 1000 18L
○定価：21,560円(税込)
○希釈倍率：20倍(空間噴霧)

ウィッキル専用超音波噴霧器
ウィッキルミストMR-002
○定価：11,000円(税込)
○対応床面積：～約50㎡
○タンク容量：4L
○噴霧量調整：3段階
○本体サイズ：300mm×175mm×175mm

ぜひこの機会にウィッキルの効果をお試しく下さい。

冬の感染対策に

次亜塩素酸水溶液 **ウィッキル**

をご提案いたします

次亜塩素酸水溶液とは？

次亜塩素酸水溶液は、2020年6月NITE（独立行政法人製品評価技術基盤機構）より「一定の濃度以上の次亜塩素酸水溶液は、新型コロナウイルスの消毒に対して有効であることが確認された」と発表があった今注目の除菌対策商品です。アルコール製剤では効果がなかった菌やウイルスの対策にもお勧めです。空間噴霧に関しましては、これまでアルコールや次亜塩素酸ナトリウムなど空間噴霧すると身体に影響を及ぼす消毒剤が多いことから、空間噴霧が可能な次亜塩素酸水溶液までそれらに該当するような印象を与える厚生労働省からの発表となっていました。しかし2021年10月21日の事務連絡で、メーカーの安全性や使用の注意を守り消費者の判断で噴霧してよいという説明がなされました。

どうやって使うの？

ウィッキル1000を適切な濃度に希釈してご利用いただくと、除菌・消臭に効果があります。

- ・室内除菌の場合
20倍希釈して超音波噴霧器に入れ、噴霧してください。
- ・モノの除菌の場合
10倍希釈してスプレーボトルに入れ、除菌したいところに吹き付けて拭き取ってください。
- ・嘔吐物等の処理の場合
2.5倍希釈して使用してください。

※詳しくはこちら→



ウィッキルはここがちがいます！

- ・清掃のプロが選ぶ除菌水 ➡ 清掃業者様への納品多数！
- ・半年間の濃度品質保証 ➡ 独自の技術で半年間の濃度維持に成功しております。
- ・高濃度製品の開発に成功 ➡ 高濃度1000ppmなのでコストパフォーマンスに優れています。
- ・製造毎に濃度とpHを測定 ➡ 基準を満たしたものだけを出荷しております。
- ・安全性試験エビデンスあり ➡ 動物による経口、皮膚、眼そして吸入試験を行ない安全性を確認しています。
- ・長年の実績 ➡ 2013年の発売以来、健康被害の報告は一切ございません。
- ・信頼の証 ➡ JFK（一般社団法人次亜塩素酸水溶液普及促進会議）認定商品です。



導入実績

保育園

介護施設

一般家庭

商業施設

飲食店

オフィスビル

and more...



万立はオモシロイモノを創る

技術で奉仕

株式会社 **万立** まんりゅう

〒582-0020 大阪府柏原市片山町13番59号

TEL 072-977-0898 FAX 072-977-0899

詳しくはホームページをご覧ください！

万立

検索